

## Vaxol® olívaolaj fűlspray 10ml

A Vaxol® fűlspray hatékony megoldás az olívaolaj alkalmazására, segíti a fűlsír fellazítását.

Használata könnyű és kényelmes.

- Nagyobb üveg adagolópumpa szórófejjel – egyszerűvé teszi a Vaxol használatát. Ez különösen fontos lehet a mérsékeltebb kézügyességű felhasználók esetén!
- Kúpos (elvékonyodó) szórófej – biztosítja a hallójáratba való megfelelő mértékű bejutást, hogy elkerüljük az érzékeny felépítésű fül bármilyen megsérülését.
- Irányított permet, vagy spray – adagolt mennyiségű olívaolajat juttat be a fűlsír fellazításához. Nem kell a kifolyt olaj okozta kellemetlenségtől tartani.
- 10 ml mennyiség az üvegben – lehetővé teszi, hogy mindkét fület naponta kétszer kezeljük 14 napig.
- Az üveg és a címke átlátszó – látható az olívaolaj mennyisége és nyomon követhető a tartalma az üvegben.

Használata felnőtteknek és egy éves kor feletti gyermekek számára ajánlott.

A Vaxol® fűlspray biztonságos és hatékony szer a fűlsír fellazítására és természetes úton történő eltávolítására. Használatával ritkábban szükséges a fület kimosni, a fülmosás könnyebben végezhető. Klinikai vizsgálat igazolja, hogy a Vaxol® fűlspray alkalmazásával megelőzhető a hallójárat szárazsága okozta fülviszketés.

A Vaxol® fűlspray használata felnőttek és egy éves kor feletti gyermekek számára ajánlott. A Vaxol® fűlspray adagolt mennyiségű olívaolaj permetet juttat a külső hallójáratba. Használata könnyű és kényelmes. Nem kell túladagolástól és a kifolyó olaj okozta kellemetlenségtől tartani. Használat előtt olvassa el ezt a tájékoztatót!

## A VAXOL® FÜLSPRAY ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT:

Az első használat előtt a Vaxol® fülsprayt tartalmazó üveget melegítse tenyerében testhőmérsékletre. Jól rázza fel. Magától eltartva 3–4-szer nyomja le az adagoló- pumpát, hogy egyenletes permet jusson a levegőbe. Ezzel a termék használatra készen áll.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- A legjobb hatás érdekében a Vaxol® fülsprayt a használat előtt kézben melegítse meg és jól rázza föl.
- A Vaxol® fülspray használata során kövesse az orvos vagy a nővér utasítását.
- Használja heti egyszer vagy kétszer a fülzsír felgyülemelésének megelőzésére és a fül öntisztulásának elősegítésére.
- Ha orvosi beavatkozás szükséges, 4–5 napon keresztül, napi két alkalommal 1–2 adag Vaxol® fülsprayt használjon, mielőtt felkeresné orvosát.
- A fülkagyló felső részét kissé húzza felfelé és hátra.
- Tartsa az üveget függőlegesen, a szórófejet helyezze a hallójáratba, majd 1–2-szer teljesen nyomja le az adagoló-pumpát.
- Enyhén masszírozza a hallójárat első-külső peremét – a tragust.
- Ha szükséges, ismételje meg az eljárást a másik füllel.
- Ne mosson fület az alkalmazás után.
- A fülsprayt álló, vagy ülő helyzetben alkalmazza.
- Használat után az adagoló-pumpa levehető az üvegről, meleg vízzel átöblíthető.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- Lyukas a dobhártyájú vagy fülfájós beteg kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazza a terméket.
- A Vaxol® fülspray egy éven aluli gyermekek esetében kizárólag orvosi utasításra alkalmazható.
- Az olívaolaj széles körben használatos természetes anyag. Mellékhatásról, gyógyszerkölcsonhatásról nem számoltak be.

- Ne használja a terméket, ha érzékeny vagy allergiás az olívaolajra.
- Bár terhesség és szoptatás idején fellépő mellékhatás nem ismert, a használat előtt feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha terhes vagy ha szoptat.
- A termék túladagolása esetén fellépő mellékhatás nem ismert.
- Ha allergiás reakciót észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát és tájékoztassa kezelőorvosát.

#### **FONTOS FIGYELMEZTETÉS:**

- Egy Vaxol® fülsprayt csak egy beteg használjon.
- A Vaxol® fülsprayt szobahőmérsékleten, állítva kell tárolni.
- A termék felbontás után hat hónapig használható.
- Kérdezze meg a gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt Vaxol® fülspray-el.
- Nyílt láng közelében ne fújja a permetet.
- Gyermekektől elzárva kell tartani.
- A Vaxol® fülspray kizárólag a fül kezelésére szolgál. Ne kerüljön szembe, orrba, szájba.

#### **Alkalmazása:**

a) Fülmosás előkészítése, lágyítása: fülmosás előtti használat felpuhítja a kemé- nyebb fülzsírdugót, így megkönnyíti annak eltávolítását.

b) Vízi sportoknál: a hallójárat bőrét bevonó olaj gátolja a vízzel való közvetlen érintkezést, csökkenti a gyulladás kialakulását.

c) Hallókészülékek illesztékei, zenehallgatáshoz, telefonáláshoz használt fül dugók, munkahelyi védőillesztékek: használatával megelőzhető a fokozott fülzsírtermelődés következtében képződő fülzsírdugó kialakulása.

A Vaxol® fülspray fellazítja és természetes úton eltávolíthatja a fülzsírt. Használatával ritkábban kell a fülzsírt kimosatni. Megelőzheti a hallójárat szárazsága okozta fülviszketést. A Vaxol® fülspray adagolt olívaolaj permetet juttat a külső hallójáratba. Az egységnyi mennyiségű olajpermet

egyenletesen vonja be a hallójáratot anélkül, hogy a túl sok olaj dugulás érzetét keltené. Használata könnyű és kényelmes, nincs túladagolás és a kifolyó olaj okozta kellemetlenség.