

EN

bebird

Ear-care  
You Can See



Please consult the instruction before using this product

# App Download



or




Search for “bebird”  
in your phone’s app store.

Scan the QR code to download  
and install the bebird app

## App Connection

1 Press and hold the power  
button to turn on the device




Once the device powers on,  
a blue light will illuminate.

2 Open the Bebird App, and  
click “Connect the device”




Connect the device

3 Connect Product Wi-Fi  
“bebird-xx-xxxxxx”



4 Return to the Bebird app and  
click “Begin to clean ears” to  
start using the device.



Begin to clean ears

# Device Overview

Silicone  
Covered  
Tips

Hose


Attention:

Please note that our hose is designed with a specific bending direction. When using, ensure the scale side is facing forward. The hose should only be bent left and right to avoid damage or reduced functionality

Do not bend in other directions, otherwise it may cause damage to the product.



Do not use brute force. Before using the tweezers and ENT set, the bent lens needs to be straightened again.



Camera Lens  
Bend the camera

Power Button


When the device is powered on, a blue light will illuminate.




During power-on and connection, the blue indicator light will flash.



Once connected, the blue light will remain lit.




While charging, the indicator light will glow red.



When charging is complete, the red indicator will turn off.



The blue indicator will flash rapidly when the battery is low



Charging Port

# Accessory Instalation

## Protective Plug:

Place the ear canal protective plug in the appropriate position on the hose to prevent it from being inserted too deeply into the ear canal.



## Ear Spoon:

Unscre the current accessory by twisting it, counterclockwise to loosen and remove it.

Attach the desired accessory by screwing it in clockwise until its tight and secure



## Tweezers Components:


First, secure tweezers component A onto the main device, then twist on component B.



# How to use the tweezers components?

Place tweezers component-A onto the device body firstly, then install and tighten tweezers component-B


Gently pinch the handle of the tweezers with two fingers to close the tweezers.



**Warm Reminder**

Install the tweezers component correctly before use to avoid its loosening or falling off

# How to use the Ear/Nasal/Throat Observation tools?



Put on the ear canal speculum tightly, and slowly go into the ear.


Put on the nasal speculum tightly, and slowly go into the nose.

Put on the tongue depressor tightly to prevent it from loosening.


**\*Note:**

Please make sure the tool is securely attached. If felt uncomfortable, please do not continue

# Accessory List



Accessory Case



Accessory Tray



Nasal Speculum




Ear Canal Speculum



Tongue Depressor



Metal, Silicone  
Wrapped Ear Spoon



Double-color Q-  
elastic Ear Spoon



Double-color  
Annular Ear Spoon




Sponge Ear Spoon



Plastic Ear Spoon



Tweezers  
Component-B



Charging Cable



Ear Canal  
Protective Plug



Lens Brush



Tweezers  
Component-A

# Troubleshooting

| Problem                                                               | Solution                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| The LED light of the camera is not on                                 | Use the enclosed charging cable to charge                                                |
| The app closes quickly                                                | Interrupt the connection, restart the device to connect again                            |
| The indicator light blinks quickly                                    | Delete the existing app and reinstall                                                    |
| Abnormal display in app                                               | Use the enclosed charging cable to charge                                                |
| The wifi connection was unstable and disconnected after a few seconds | Interrupt the connection, restart the device to connect again                            |
| Image is blurry                                                       | Wipe the camera lens with a double-ended cleaning brush, cleaning cloth, or alcohol swab |
| Movement feels unnatural                                              | Switch the left/right ear mode in the app interface                                      |

# Specifications

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usage time              | Up to 80 minutes                                                                         |
| Charge time             | About 50 minutes                                                                         |
| Intelligent orientation | Gimbaled Intelligent Gyroscope                                                           |
| Image sensor            | CMOS                                                                                     |
| Optimum Focal Length    | 12.5mm                                                                                   |
| Input Current           | 5V=0.5A                                                                                  |
| Operating Frequency     | Wipe the camera lens with a double-ended cleaning brush, cleaning cloth, or alcohol swab |
| Lens grade              | Switch the left/right ear mode in the app interface                                      |
| Operating Environment   | 3P* Slim Lens, IP67 Waterproof, Dustproof & Antoi-Fog                                    |
| Image Frame Rate        | 20fps                                                                                    |

# Warnings

- Cleaning: Wipe the lens with a lens brush.
- Assembly: Ensure all device accessories are securely attached to prevent them from falling off during use.
- Operating Environment: Use the device in a suitable, private environment. Avoid using it in crowded spaces.
- Battery Maintenance: The device includes a built-in rechargeable battery. If unused for extended periods, charge it once a month to maintain battery health.
- Supervision for Children: Children should not use this device unsupervised to avoid accidental injury.
- Sunlight Exposure: Keep the main device and accessories out of direct sunlight to prevent softening or damage.
- Water Exposure: Do not submerge the device in any liquids.
- Temperature Notice: During use, the device may warm slightly due to the LED lights; this is normal and is capped at approximately 45°C (113°F).
- Intended Use for Tweezers: Use the tweezers only to remove earwax or other foreign objects from the ear canal.

CZ

bebird

Ear-care  
You Can See



Před použitím tohoto produktu si přečtěte návod

# Stažení aplikace



Vyhledejte „bebird“ v obchodě s aplikacemi v telefonu.


nebo



Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci bebird

## Připojení aplikace

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete zařízení
- 2 Otevřete aplikaci Bebird a klikněte na „Připojit zařízení“




Jakmile se zařízení zapne, rozsvítí se modré světlo.



Connect the device

- 3 Připojte produkt k Wi-Fi „bebird-xx-xxxxxx“
- 4 Vraťte se do aplikace Bebird a kliknutím na „Začít čistit uši“ začnete zařízení používat.



Begin to clean ears


# Přehled zařízení

Hroty  
potažené  
silikonem

Hadice

Pozor:  
Vezměte prosím na vědomí, že  
naše hadice je navržena se  
specifickým směrem ohybu.  
Při používání se ujistěte, že  
strana stupnice směřuje  
dopředu. Hadice by se měla  
ohýbat pouze doleva a  
doprava, aby nedošlo k  
poškození nebo snížení  
funkčnosti

Neohýbejte se v jiných  
směrech, jinak může dojít k  
poškození produktu.



Nepoužívejte hrubou sílu.  
Před použitím pinzety a ORL  
setu je potřeba ohnutou čočku  
znovu narovnat.

Objektiv fotoaparátu

Ohněte fotoaparát

Tlačítko napájení


Když je zařízení zapnuto, rozsvítí  
se modrá kontrolka.




Během zapínání a připojování  
bude modrá kontrolka blikat.



Po připojení zůstane modré světlo  
svítit.




Během nabíjení bude kontrolka  
svítit červeně.




Po dokončení nabíjení červený  
indikátor zhasne.



Modrý indikátor bude rychle blikat,  
když je baterie vybitá



Nabíjecí port



# Instalace příslušenství

## Ochranná zástrčka:

Ochrannou zátku zvukovodu umístěte do vhodné polohy na hadici, abyste zabránili jejímu zasunutí příliš hluboko do zvukovodu.



## Ušní lžička:

Odšroubujte aktuální příslušenství jeho otočením proti směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili a vyjměte.

Přípevněte požadované příslušenství zašroubováním ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utaženo a zajištěno



## Součásti pinzety:


Nejprve připevněte pinzetu komponentu A k hlavnímu zařízení a poté otočte komponentu B.



# Jak používat součásti pinzety?

Nejprve umístěte pinzetu komponentu-A na tělo zařízení, poté nainstalujte a utáhněte pinzetu komponentu-B


Jemným sevřením rukojeti pinzety dvěma prsty zavřete pinzetu.



## Připomenutí

Před použitím správně nainstalujte součást pinzety, abyste zabránili jejímu uvolnění nebo pádu

# Jak používat ušní/nosní/ Nástroje pro pozorování hrdla?



Pevně nasadte zrcátko zvukovodu a pomalu zajděte do ucha.


Pevně nasadte nosní zrcátko a pomalu jděte do nosu.

Pevně nasadte stlačovač jazyka, abyste zabránili jeho uvolnění.


## \*Poznámka:

Ujistěte se, že je nástroj bezpečně připevněn. Pokud vám to bude nepříjemné, nepokračujte

# Seznam příslušenství



Pouzdro na  
příslušenství



Zásobník na  
příslušenství



Nosní spekulum




Spekulum  
zvukovodu



Depresor jazyka




Kovová, silikonem  
obalená ušní lžička



Dvoubarevná Q-  
elastická ušní lžička



Dvoubarevná  
prstencová ušní lžička




Houba ušní lžíce



Plastová ušní lžička



Pinzeta  
Komponenta-B



Nabíjecí kabel



Ochranná zátka  
zvukovodu



Štětec na čočky



Pinzeta  
Komponenta-A

# Odstraňování problémů

| Problém                                                            | Řešení                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED světlo fotoaparátu nesvítí                                     | K nabíjení použijte přiložený nabíjecí kabel                                                          |
| Aplikace se rychle zavře                                           | Přerušte připojení, restartujte zařízení a znovu se připojte                                          |
| Kontrolka rychle bliká                                             | Smažte stávající aplikaci a znovu ji nainstalujte                                                     |
| Abnormální zobrazení v aplikaci                                    | K nabíjení použijte přiložený nabíjecí kabel                                                          |
| Wifi připojení bylo nestabilní a po několika sekundách se odpojilo | Přerušte připojení, restartujte zařízení a znovu se připojte                                          |
| Obrázek je rozmazaný                                               | Otřete čočku fotoaparátu oboustranným čisticím kartáčkem, čisticím hadříkem nebo alkoholovým tamponem |
| Pohyb působí nepřírozeně                                           | Přepněte režim levého/pravého ucha v rozhraní aplikace                                                |

# Specifikace

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doba použití                   | Až 80 minut                                                                                           |
| Doba nabíjení                  | Asi 50 minut                                                                                          |
| Inteligentní orientace         | Gimbaled Intelligent Gyroskop                                                                         |
| Obrazový snímač                | CMOS                                                                                                  |
| Optimální ohnisková vzdálenost | 12,5 mm                                                                                               |
| Vstupní proud                  | 5V=0,5A                                                                                               |
| Provozní frekvence             | Otřete čočku fotoaparátu oboustranným čisticím kartáčkem, čisticím hadříkem nebo alkoholovým tamponem |
| Třída objektivu                | Přepněte režim levého/pravého ucha v rozhraní aplikace                                                |
| Provozní prostředí             | 3P* tenký objektiv, IP67 vodotěsný, prachotěsný a proti zamlžení                                      |
| Snímková frekvence obrazu      | 20 snímků za sekundu                                                                                  |

# Varování

Čištění: Otřete čočku kartáčkem na čočky.

Montáž: Ujistěte se, že veškeré příslušenství zařízení je bezpečně připevněno, aby během používání nespadlo.

Provozní prostředí: Používejte zařízení ve vhodném soukromém prostředí. Vyhněte se použití v přeplněných prostorách.

Údržba baterie: Zařízení obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Pokud se delší dobu nepoužívá, nabijte jej jednou za měsíc, abyste zachovali stav baterie.

Dohled pro děti: Děti by neměly používat toto zařízení bez dozoru, aby nedošlo k náhodnému zranění.

Vystavení slunečnímu světlu: Udržujte hlavní zařízení a příslušenství mimo přímé sluneční světlo, aby nedošlo ke změknutí nebo poškození.

Vystavení vodě: Neponořujte zařízení do žádných kapalin.

Upozornění na teplotu: Během používání se může zařízení mírně zahřívat kvůli kontrolkám LED; to je normální a je omezeno na přibližně 45 °C (113 °F).

Zamýšlené použití pinzety: Pinzetu používejte pouze k odstranění ušního mazu nebo jiných cizích předmětů ze zvukovodu.

SK

bebird

Ear-care  
You Can See



Pred použitím tohto produktu si prečítajte návod

# Stiahnutie aplikácie



alebo




Vyhľadajte „bebird“ v obchode s aplikáciami v telefóne.

Naskenujte QR kód a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu bebird

## Pripojenie aplikácie

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete zariadenie
- 2 Otvorte aplikáciu Bebird a kliknite na „Pripojiť zariadenie“





Po zapnutí zariadenia sa rozsvieti modré svetlo.



Connect the device

- 3 Pripojte produkt k sieti Wi-Fi „bebird-xx-xxxxxx“
- 4 Vráťte sa do aplikácie Bebird a kliknutím na „Začať čistiť uši“ začnete zariadenie používať.



Begin to clean ears

# Prehľad zariadenia

Hroty  
potiahnuté  
silikónom

hadica

Pozor:


Upozorňujeme, že naša hadica je navrhnutá so špecifickým smerom ohybu. Pri používaní sa uistite, že strana stupnice smeruje dopredu. Hadica by sa mala ohýbať iba doľava a doprava, aby sa predišlo poškodeniu alebo zníženiu funkčnosti

Neohýbajte sa v iných smeroch, inak môže dôjsť k poškodeniu produktu.



Nepoužívajte hrubú silu.

Pred použitím pinzety a súpravy ORL je potrebné ohnutú šošovku opäť narovnať.



Objektív fotoaparátu


Ohnite kameru

Tlačidlo napájania


Keď je zariadenie zapnuté, rozsvieti sa modré svetlo.




Počas zapínania a pripájania bude modrá kontrolka blikať.



Po pripojení zostane modré svetlo svieťiť.




Počas nabíjania bude kontrolka svieťiť na červeno.



Po dokončení nabíjania červený indikátor zhasne.



Keď je batéria takmer vybitá, modrý indikátor bude rýchlo blikať



Nabíjací port

# Inštalácia príslušenstva

## Ochranná zástrčka:

Umiestnite ochrannú zátku zvukovodu do vhodnej polohy na hadičku, aby ste zabránili jej zasunutiu príliš hlboko do zvukovodu.



## Ušná lyžička:

Odskrutkujte aktuálne príslušenstvo jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili a vyberte.

Požadované príslušenstvo pripevnite tak, že ho zaskrutkujete v smere hodinových ručičiek, až kým nebude pevne utiahnuté



## Komponenty pinzety:

Najprv pripevnite pinzetu komponent A k hlavnému zariadeniu a potom otočte komponent B.




Pinzeta  
komponent-B

1 Pinzeta  
komponent-A

# Ako používať komponenty pinzety?

Najprv umiestnite pinzetu komponent-A na telo zariadenia, potom nainštalujte a utiahnite pinzetu komponent-B


Jemne stlačte rukoväť pinzety dvoma prstami, aby ste pinzetu zatvorili.



## **Pripomenutie**

Pred použitím správne nainštalujte súčiastku pinzety, aby ste zabránili jej uvoľneniu a odpadnutiu

## Ako používať ušné/nosové/ Nástroje na pozorovanie hrdla?



Pevne nasadíte zrkadlovku zvukovodu a pomaly prejdite do ucha.


Pevne nasadíte nosové zrkadlo a pomaly prejdite do nosa.

Pevne nasadíte stláčač jazyka, aby ste zabránili jeho uvoľneniu.


## **\*Poznámka:**

Uistite sa, že je nástroj bezpečne pripevnený. Ak vám to bude nepríjemné, nepokračujte

# Zoznam príslušenstva



Puzdro na príslušenstvo



Zásobník na príslušenstvo



Nosové spekulum




Spekulum zvukovodu



Depresor jazyka




Kovová, silikónová ušná lyžička



Dvojfarebná Q-elastická ušná lyžička



Dvojfarebná prstencová ušná lyžička




Špongiová ušná lyžička



Plastová ušná lyžička



Pinzeta Komponent-B



Nabíjací kábel



Ochranná zátka zvukovodu



Štetec na šošovky



Pinzeta Komponent-A

# Riešenie problémov

| Problém                                                               | Riešenie                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED svetlo fotoaparátu nesvieti                                       | Na nabíjanie použite priložený nabíjací kábel                                                             |
| Aplikácia sa rýchlo zatvorí                                           | Prerušte pripojenie, reštartujte zariadenie a znova sa pripojte                                           |
| Kontrolka rýchlo bliká                                                | Odstráňte existujúcu aplikáciu a znova ju nainštalujte                                                    |
| Abnormálne zobrazenie v aplikácii                                     | Na nabíjanie použite priložený nabíjací kábel                                                             |
| Wifi pripojenie bolo nestabilné a po niekoľkých sekundách sa odpojilo | Prerušte pripojenie, reštartujte zariadenie a znova sa pripojte                                           |
| Obrázok je rozmazaný                                                  | Utrite šošovku fotoaparátu obojstrannou čistiacou kefkou, čistiacou handričkou alebo alkoholovým tampónom |
| Pohyb pôsobí neprirodzene                                             | Prepnite režim ľavého/pravého ucha v rozhraní aplikácie                                                   |

## Špecifikácie

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čas používania                  | Až 80 minút                                                                                               |
| Čas nabíjania                   | Asi 50 minút                                                                                              |
| Inteligentná orientácia         | Gimbaled Intelligent Gyroskop                                                                             |
| Obrazový snímač                 | CMOS                                                                                                      |
| Optimálna ohnisková vzdialenosť | 12,5 mm                                                                                                   |
| Vstupný prúd                    | 5V = 0,5A                                                                                                 |
| Prevádzková frekvencia          | Utrite šošovku fotoaparátu obojstrannou čistiacou kefkou, čistiacou handričkou alebo alkoholovým tampónom |
| Stupeň objektívu                | Prepnite režim ľavého/pravého ucha v rozhraní aplikácie                                                   |
| Prevádzkové prostredie          | 3P* tenký objektív, IP67 vodotesný, prachotesný a proti zahmlievaniu                                      |
| Snímková frekvencia obrazu      | 20 snímok za sekundu                                                                                      |

# Varovania

Čistenie: Utrite šošovku kefkou na šošovky.

Montáž: Uistite sa, že všetko príslušenstvo zariadenia je bezpečne pripevnené, aby počas používania nespadlo.

Prevádzkové prostredie: Zariadenie používajte vo vhodnom súkromnom prostredí. Vyhnite sa jej používaniu v preplnených priestoroch.

Údržba batérie: Zariadenie obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu. Ak sa dlhší čas nepoužíva, nabíjajte ho raz za mesiac, aby ste udržali batériu v dobrom stave.

Dohľad pre deti: Deti by toto zariadenie nemali používať bez dozoru, aby sa predišlo náhodnému zraneniu.

Vystavenie slnečnému svetlu: Udržujte hlavné zariadenie a príslušenstvo mimo priameho slnečného žiarenia, aby ste predišli zmäknutiu alebo poškodeniu.

Vystavenie vode: Zariadenie neponárajte do žiadnych kvapalín.

Upozornenie na teplotu: Počas používania sa môže zariadenie mierne zahriať kvôli LED svetlám; je to normálne a je obmedzené na približne 45 °C (113 °F).

Zamýšľané použitie pinzety: Pinzetu používajte iba na odstránenie ušného mazu alebo iných cudzích predmetov zo zvukovodu.

HU

bebird

Ear-care  
You Can See



Kérjük, olvassa el a használati utasítást a termék használata előtt

# Alkalmazás letöltése



vagy



Keresse meg a „bebird”  
szót a telefon  
alkalmazásboltjában.

Olvassa be a QR-kódot a bebird  
alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez

## App Connection

1

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  
bekapcsológombot az eszköz  
bekapcsolásához



Amint a készülék bekapcsol,  
kék fény világít.

2


Nyissa meg a Bebird alkalmazást, és  
kattintson az „Eszköz csatlakoztatása”  
gombra.



Connect the device

3

Csatlakozás Termék Wi-Fi  
„bebird-xx-xxxxxx”



4

Térjen vissza a Bebird alkalmazáshoz,  
és kattintson a „Fülek tisztításának  
megkezdése” gombra az eszköz  
használatának megkezdéséhez.



Begin to clean ears

# Eszköz áttekintése

Szilikon  
borítású  
hegyek

Tömlő

Figyelem:  
Kérjük, vegye figyelembe, hogy  
tömlőnket meghatározott  
hajlítási irányra tervezték.  
Használat közben ügyeljen  
arra, hogy a mérleg oldala  
előre nézzen. A tömlőt csak  
balra és jobbra szabad  
hajlítani, hogy elkerülje a  
sérülést vagy a funkcionalitás  
csökkenését

Ne hajlítsa más irányba,  
különben megsérülhet a  
termék.



Ne alkalmazzon nyers erőt.  
A csipesz és a fül-orr-garnitúra  
használatára előtt a hajlított  
lencsét ismét ki kell igazítani.

Kamera lencse


Hajlítsa meg a kamerát

Bekapcsoló gomb


Amikor a készülék be van  
kapcsolva, kék fény világít.




Bekapcsolás és csatlakozás  
közben a kék jelzőfény villog.



Csatlakozás után a kék fény  
továbbra is világít.




Töltés közben a jelzőfény pirosan  
világít.




Amikor a töltés befejeződött, a  
piros jelzőfény kialszik.



A kék jelzőfény gyorsan villog, ha  
az akkumulátor lemerült



Töltő port



# Tartozékok beszerelése

## Védő dugó:

Helyezze a hallójárat védődugóját a megfelelő pozícióba a tömlőn, nehogy túl mélyen a hallójáratba kerüljön.



## Fülkanál:

Csavarja le az aktuális tartozékokat az óramutató járásával ellentétes irányú csavarással, hogy meglazítsa és vegye ki.

Rögzítse a kívánt tartozékokat az óramutató járásával megegyező irányba csavarva, amíg szorosan és biztonságosan nem rögzíti



## A csipesz alkatrészei:


Először rögzítse a csipesz A komponensét a fő eszközre, majd csavarja rá a B komponenst.



# Hogyan kell használni a csipesz alkatrészeit?

Először helyezze a csipesz-A komponenst a készülék testére, majd helyezze be és húzza meg a csipesz-B komponenst


Két ujjal finoman csípje meg a csipesz fogantyúját, hogy bezárja a csipeszt.



## Emlékeztető

Használat előtt megfelelően szerelje fel a csipesz alkatrészét, hogy elkerülje a meglazulását és leesését

# Hogyan kell használni a fül/orr/Torokmegfigyelő eszközök?



Szorosan helyezze fel a hallójárat tükörszemét, és lassan menjen a fülbe.


Szorosan helyezze fel az orrtükört, és lassan menjen az orrba.

Szorosan helyezze fel a nyelvnyomót, nehogy meglazuljon.


## \*Jegyzet:

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a szerszám biztonságosan rögzítve van. Ha kényelmetlenül esett, kérjük, ne folytassa

# Tartozéklista



Tartozék tok



Tartozéktálca



Orrtükör




Fülcsatorna tükör



Nyelvnyomó




Fém, szilikonba  
csomagolt fülkanál



Kétszínű Q-  
elasztikus fülkanál



Kétszínű gyűrűs  
füles kanál




Szivacsful kanál



Műanyag fülkanál



Csipesz  
komponens-B



Töltő kábel



Hallójárat  
védődugó



Lencsekefe



Csipesz  
komponens-A

# Hibaelhárítás

| Probléma                                                             | Megoldás                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kamera LED-je nem világít                                          | A töltéshez használja a mellékelt töltőkábelt                                                               |
| Az alkalmazás gyorsan bezárul                                        | Szakítsa meg a kapcsolatot, indítsa újra az eszközt az újbóli csatlakozáshoz                                |
| A jelzőfény gyorsan villog                                           | Törölje a meglévő alkalmazást, és telepítse újra                                                            |
| Rendellenes megjelenítés az alkalmazásban                            | A töltéshez használja a mellékelt töltőkábelt                                                               |
| A wifi kapcsolat instabil volt, és néhány másodperc múlva megszakadt | Szakítsa meg a kapcsolatot, indítsa újra az eszközt az újbóli csatlakozáshoz                                |
| A kép homályos                                                       | Kétvégű tisztítókefével, tisztítókendővel vagy alkoholos törlőkendővel törölje le a fényképezőgép lencséjét |
| A mozgás természetellenesnek tűnik                                   | Váltson a bal/jobbs fül üzemmódra az alkalmazás felületén                                                   |

## Műszaki adatok

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Használati idő           | Akár 80 percig                                                                                              |
| Töltési idő              | Körülbelül 50 perc                                                                                          |
| Intelligens tájékozódás  | Gimbaled intelligens giroszkóp                                                                              |
| Képerzékelő              | CMOS                                                                                                        |
| Optimális gyújtótávolság | 12,5 mm                                                                                                     |
| Bemeneti áram            | 5V=0,5A                                                                                                     |
| Működési frekvencia      | Kétvégű tisztítókefével, tisztítókendővel vagy alkoholos törlőkendővel törölje le a fényképezőgép lencséjét |
| Lencse fokozat           | Váltson a bal/jobbs fül üzemmódra az alkalmazás felületén                                                   |
| Működési környezet       | 3P* vékony lencse, IP67 vízálló, porálló és Antoi-Fog                                                       |
| Képkockasebesség         | 20 képkocka/mp                                                                                              |

## Figyelmeztetések

Tisztítás: Törölje le a lencsét lencsekefével.

Összeszerelés: Győződjön meg arról, hogy a készülék minden tartozéka biztonságosan rögzítve van, nehogy használat közben leessen.

Működési környezet: A készüléket megfelelő, privát környezetben használja. Kerülje a használatát zsúfolt helyeken.

Az akkumulátor karbantartása: A készülék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ha hosszabb ideig nem használja, havonta egyszer töltsse fel az akkumulátor állapotának megőrzése érdekében.

Gyermekek felügyelete: A véletlen sérülések elkerülése érdekében gyermekek ne használják ezt a készüléket felügyelet nélkül.

Napfénynek való kitettség: Tartsa távol a fő eszközt és a tartozékokat a közvetlen napfénytől, hogy elkerülje a felpuhulást vagy a károsodást.

Víznek való kitettség: Ne merítse a készüléket semmilyen folyadékba.

Hőmérsékletre vonatkozó megjegyzés: Használat közben a készülék kissé felmelegedhet a LED-lámpák miatt; ez normális, és körülbelül 45°C-on (113°F) zárják le.

Rendeltetésszerű használat csipeszhez: A csipeszt csak a fülzsír vagy más idegen tárgy eltávolítására használja a hallójáratból.

DE/AT

bebird

Ear-care  
You Can See



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie dieses Produkt verwenden

# App herunterladen



oder



Suchen Sie im App Store  
Ihres Telefons nach  
„bebird“.

Scannen Sie den QR-Code, um die bebird-  
App herunterzuladen und zu installieren

## App-Verbindung

**1** Halten Sie die Einschalttaste gedrückt,  
um das Gerät einzuschalten

**2** Öffnen Sie die Bebird-App und  
klicken Sie auf „Gerät verbinden“.




Sobald das Gerät  
eingeschaltet ist, leuchtet  
ein blaues Licht auf.



Connect the device

**3** Produkt-WLAN verbinden  
„bebird-xx-xxxxxx“

**4** Kehren Sie zur Bebird-App zurück und  
klicken Sie auf „Ohrenreinigung  
beginnen“, um das Gerät zu  
verwenden.



Begin to clean ears

# Geräteübersicht


Mit Silikon  
überzogene  
Spitzen

Schlauch

Aufmerksamkeit:

Bitte beachten Sie, dass unser Schlauch eine bestimmte Biegerichtung hat. Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass die Waageseite nach vorne zeigt. Der Schlauch sollte nur nach links und rechts gebogen werden, um Beschädigungen oder Funktionseinschränkungen zu vermeiden.

Biegen Sie es nicht in andere Richtungen, da es sonst zu Schäden am Produkt kommen kann.



Wenden Sie keine rohe Gewalt an.

Vor der Anwendung der Pinzette und des HNO-Sets muss die verbogene Linse wieder gerade gerichtet werden.

Kameraobjektiv


Biegen Sie die Kamera

Netzschalter


Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet ein blaues Licht.




Während des Einschaltens und der Verbindung blinkt die blaue Anzeigeleuchte.



Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet das blaue Licht dauerhaft.




Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte rot.




Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote Anzeige.



Die blaue Anzeige blinkt schnell, wenn die Batterie schwach ist



Ladeanschluss



# Zubehörinstallation

## Schutzstecker:

Platzieren Sie den Gehörgangsschutzstöpsel an der entsprechenden Stelle auf dem Schlauch, um ein zu tiefes Einführen in den Gehörgang zu verhindern.



## Ohrlöffel:


Schrauben Sie das aktuelle Zubehör ab, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen, um es zu lösen und zu entfernen.

Befestigen Sie das gewünschte Zubehör, indem Sie es im Uhrzeigersinn einschrauben, bis es fest und sicher sitzt



## Pinzettenkomponenten:


Zuerst die Pinzette Komponente A am Hauptgerät befestigen, dann Komponente B aufdrehen.



## Wie werden die Pinzettenkomponenten verwendet?


Setzen Sie zuerst die Pinzette Komponente-A auf den Gerätekörper, dann installieren und ziehen Sie die Pinzette Komponente-B fest

Drücken Sie den Griff der Pinzette vorsichtig mit zwei Fingern zusammen, um die Pinzette zu schließen.



Installieren Sie die Pinzettenkomponente vor dem Gebrauch richtig, um ein Lösen oder Herunterfallen zu vermeiden

## So verwenden Sie das Ohr/Nasen/Instrumente zur Rachenbeobachtung?



Setzen Sie das Gehörgangsspekulum fest auf und führen Sie es langsam in das Ohr ein.


Setzen Sie das Nasenspekulum fest auf und führen Sie es langsam in die Nase ein.

Setzen Sie den Zungenspatel fest auf, damit er sich nicht löst.


### **\*Notiz:**

Bitte stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sicher befestigt ist. Wenn es sich unbequem anfühlt, fahren Sie bitte nicht fort

# Zubehörliste



Zubehörkoffer



Zubehörablage



Nasenspekulum




Gehörgangsspekulum



Zungenspatel




Ohrlöffel aus Metall  
und Silikon



Zweifarbiger Q-  
elastischer Ohrlöffel



Zweifarbiger  
ringförmiger  
Ohrlöffel




Schwamm-Ohrlöffel



Ohrlöffel aus  
Kunststoff



Pinzette  
Komponente-B



Ladekabel



Gehörgangsschutzstöpsel



Linsenpinsel



Pinzette  
Komponente-A

# Fehlerbehebung

| Problem                                                                   | Lösung                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das LED-Licht der Kamera leuchtet nicht                                   | Verwenden Sie zum Aufladen das beiliegende Ladekabel                                                                       |
| Die App schließt schnell                                                  | Unterbrechen Sie die Verbindung und starten Sie das Gerät neu, um die Verbindung wiederherzustellen.                       |
| Die Kontrollleuchte blinkt schnell                                        | Löschen Sie die vorhandene App und installieren Sie sie neu                                                                |
| Abnormale Anzeige in der App                                              | Verwenden Sie zum Aufladen das beiliegende Ladekabel                                                                       |
| Die WLAN-Verbindung war instabil und wurde nach wenigen Sekunden getrennt | Unterbrechen Sie die Verbindung und starten Sie das Gerät neu, um die Verbindung wiederherzustellen.                       |
| Das Bild ist unscharf                                                     | Wischen Sie das Kameraobjektiv mit einer doppelseitigen Reinigungsbürste, einem Reinigungstuch oder einem Alkoholtupfer ab |
| Die Bewegung fühlt sich unnatürlich an                                    | Wechseln Sie den linken/rechten Ohrmodus in der App-Oberfläche                                                             |

## Technische Daten

|                           |                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nutzungsdauer             | Bis zu 80 Minuten                                                                                                          |
| Ladezeit                  | Etwa 50 Minuten                                                                                                            |
| Intelligente Orientierung | Kardanisch aufgehängtes intelligentes Gyroskop                                                                             |
| Bildsensor                | CMOS                                                                                                                       |
| Optimale Brennweite       | 12,5 mm                                                                                                                    |
| Eingangsstrom             | 5 V = 0,5 A                                                                                                                |
| Betriebsfrequenz          | Wischen Sie das Kameraobjektiv mit einer doppelseitigen Reinigungsbürste, einem Reinigungstuch oder einem Alkoholtupfer ab |
| Linienqualität            | Wechseln Sie den linken/rechten Ohrmodus in der App-Oberfläche                                                             |
| Betriebsumgebung          | 3P* Schlanke Linse, IP67 wasserdicht, staubdicht und beschlagfrei                                                          |
| Bildfrequenz              | 20fps                                                                                                                      |

# Warnhinweise

Reinigung: Wischen Sie die Linse mit einer Linsenbürste ab.

Montage: Stellen Sie sicher, dass alle Gerätezubehörteile sicher befestigt sind, damit sie während des Gebrauchs nicht herunterfallen.

Betriebsumgebung: Verwenden Sie das Gerät in einer geeigneten, privaten Umgebung. Vermeiden Sie die Verwendung in überfüllten Räumen.

Batteriepflege: Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Bei längerer Nichtbenutzung laden Sie ihn einmal im Monat auf, um die Batterieleistung zu erhalten.

Aufsicht für Kinder: Kinder sollten dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Sonneneinstrahlung: Schützen Sie das Hauptgerät und die Zubehörteile vor direkter Sonneneinstrahlung, um ein Aufweichen oder eine Beschädigung zu vermeiden.

Wasserkontakt: Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.

Temperaturhinweis: Während des Gebrauchs kann sich das Gerät aufgrund der LED-Leuchten leicht erwärmen; dies ist normal und wird auf ungefähr 45 °C (113 °F) begrenzt.

Verwendungszweck der Pinzette: Verwenden Sie die Pinzette ausschließlich zum Entfernen von Ohrenschmalz oder anderen Fremdkörpern aus dem Gehörgang.

RO

bebird

Ear-care  
You Can See



Vă rugăm să consultați instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs

# Descărcare aplicație



sau



Căutați „bebird” în magazinul de aplicații al telefonului dvs.

Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația bebird

# Conexiune la aplicație

1 Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a porni dispozitivul

2 Deschideți aplicația Bebird și faceți clic pe „Conectați dispozitivul”





Odată ce dispozitivul pornește, se va aprinde o lumină albastră.



Connect the device

3 Conectați produsul Wi-Fi „bebird-xx-xxxxxx”

4 Reveniți la aplicația Bebird și faceți clic pe „Începeți să curățați urechile” pentru a începe să utilizați dispozitivul.



Begin to clean ears

# Prezentare generală a dispozitivului


Varfuri  
acoperite  
cu silicon

Furtun

Atenție:


Vă rugăm să rețineți că furtunul nostru este proiectat cu o anumită direcție de îndoire. Când utilizați, asigurați-vă că partea cântară este orientată în față. Furtunul trebuie doar îndoit la stânga și la dreapta pentru a evita deteriorarea sau funcționalitatea redusă

Nu vă îndoiți în alte direcții, altfel se poate deteriora produsul.



Nu folosiți forța brută.

Înainte de a utiliza penseta și setul ORL, lentila îndoită trebuie să fie îndreptată din nou.




Obiectivul camerei  
Îndoiți camera

Buton de alimentare


Când dispozitivul este pornit, se va aprinde o lumină albastră.




În timpul pornirii și conexiunii, indicatorul luminos albastru va clipi.



Odată conectat, lumina albastră va rămâne aprinsă.




În timpul încărcării, indicatorul luminos va lumina roșu.



Când încărcarea este completă, indicatorul roșu se va stinge.



Indicatorul albastru va clipi rapid când bateria este descărcată



Port de încărcare

# Instalare accesorii

## Ștecher de protecție:

Așezați dopul de protecție a canalului urechii în poziția corespunzătoare pe furtun pentru a preveni introducerea lui prea adânc în canalul urechii.



## Lingura pentru urechi:

Desfaceți accesoriul curent răsucindu-l, în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l slăbi și scoateți.

Atașați accesoriul dorit înșurubându-l în sensul acelor de ceasornic până când este strâns și sigur



## Componente pensete:


Mai întâi, fixați componenta A a pensetei pe dispozitivul principal, apoi răsuciți componenta B.



# Cum se folosesc componentele pensetei?


Așezați penseta componenta-A pe corpul dispozitivului mai întâi, apoi instalați și strângeți penseta componenta-B

Ciupiți ușor mânerul pensetei cu două degete pentru a închide penseta.



**Instalați corect componenta pensetei înainte de utilizare pentru a evita slăbirea acesteia și căderea acesteia**

## Cum se utilizează urechea/nazul/ Instrumente de observare a gâtului?



Puneți bine speculul canalului urechii și intrați încet în ureche.


Puneți strâns speculul nazal și intrați încet în nas.

Puneți strâns depresorul de limbă pentru a preveni slăbirea acestuia.


### **\*Nota:**

Vă rugăm să vă asigurați că instrumentul este bine atașat. Dacă ați căzut inconfortabil, vă rugăm să nu continuați

# Lista de accesorii



Carcasa pentru accesorii



Tava pentru accesorii



Speculum nazal




Speculum pentru canalul urechii



Depresor de limbă




Metal, lingură pentru urechi înfășurată cu silicon



Linguriță dublă pentru urechi Q-elastic



Linguriță inelară dublă pentru urechi




Lingura pentru ureche de burete



Lingurita de plastic pentru urechi



Pensetă Componenta-B



Cablul de încărcare



Dop de protecție a canalului urechii



Perie pentru lentile



Pensetă Componenta-A

# Depanare

| Problemă                                                               | Soluție                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lumina LED a camerei nu este aprinsă                                   | Utilizați cablul de încărcare inclus pentru a încărca                                                         |
| Aplicația se închide rapid                                             | Întrerupeți conexiunea, reporniți dispozitivul pentru a vă conecta din nou                                    |
| Indicatorul luminos clipește rapid                                     | Ștergeți aplicația existentă și reinstalați                                                                   |
| Afișare anormală în aplicație                                          | Utilizați cablul de încărcare inclus pentru a încărca                                                         |
| Conexiunea wifi a fost instabilă și s-a deconectat după câteva secunde | Întrerupeți conexiunea, reporniți dispozitivul pentru a vă conecta din nou                                    |
| Imaginea este neclară                                                  | Ștergeți obiectivul camerei cu o perie de curățare cu două capete, o cârpă de curățat sau un tampon cu alcool |
| Mișcarea pare nefirească                                               | Comutați modul ureche stânga/dreapta în interfața aplicației                                                  |

## Specificații

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timp de utilizare        | Până la 80 de minute                                                                                          |
| Timp de încărcare        | Aproximativ 50 de minute                                                                                      |
| Orientare inteligentă    | Giroscop inteligent cu cardan                                                                                 |
| Senzor de imagine        | CMOS                                                                                                          |
| Distanța focală optimă   | 12,5 mm                                                                                                       |
| Curent de intrare        | 5V=0,5A                                                                                                       |
| Frecvența de operare     | Ștergeți obiectivul camerei cu o perie de curățare cu două capete, o cârpă de curățat sau un tampon cu alcool |
| Gradul de lentile        | Comutați modul ureche stânga/dreapta în interfața aplicației                                                  |
| Mediul de operare        | Lentila subțire 3P*, IP67 rezistentă la apă, la praf și anti-fog                                              |
| Rata de cadre a imaginii | 20 fps                                                                                                        |

# Avertismente

Curățare: ștergeți lentila cu o perie pentru lentile.

Asamblare: Asigurați-vă că toate accesoriile dispozitivului sunt bine atașate pentru a preveni căderea lor în timpul utilizării.

Mediu de operare: Utilizați dispozitivul într-un mediu adecvat, privat.

Evitați să îl folosiți în spații aglomerate.

Întreținerea bateriei: Dispozitivul include o baterie reîncărcabilă încorporată. Dacă nu este utilizat pentru perioade îndelungate, încărcați-l o dată pe lună pentru a menține starea de sănătate a bateriei.

Supravegherea copiilor: Copiii nu trebuie să folosească acest dispozitiv nesupravegheați pentru a evita rănirea accidentală.

Expunerea la soare: Țineți dispozitivul principal și accesoriile departe de lumina directă a soarelui pentru a preveni înmuierea sau deteriorarea.

Expunerea la apă: Nu scufundați dispozitivul în niciun lichid.

Notă de temperatură: În timpul utilizării, dispozitivul se poate încălzi ușor din cauza luminilor LED; acest lucru este normal și este limitat la aproximativ 45°C (113°F).

Utilizare prevăzută pentru pensete: Folosiți penseta numai pentru a îndepărta ceara sau alte obiecte străine din canalul urechii.